

欧盟RoHS指令系列讲座（四）——电路板样品预处理的方法

作者 Wolfgang Simon 源自：德国Fritsch公司中心实验室

摘要: RoHS 代表了"Restriction of Hazardous Substances". (限制有害物质)。它是欧共体的指令在输入欧洲的电子元器件中限制使用6种有害的物质。指令将在2006年7月1日生效。本文重点介绍一下如果使用Fritsch公司的研磨机对欧盟的WEEE和RoHS指令中涉及到的样品进行处理。使用德国Fritsch公司的 P19 通用切割研磨机, P14 可变速高速旋转粉碎研磨机, P0 微型冷冻球磨机和L27 旋转锥形分样器(缩分机), 将满足您实验室中欧盟的WEEE 和RoHS指令涉及到实验室样品的研磨全方面的要求。

根据欧盟的WEEE和RoHS指令，德国Fritsch公司的研磨机系列产品可以帮助您更好的进行实验工作。在前文的描述中，我们讲述了制造商监控电子元件的收集，并且限制某些如铬、汞等有害物质在制造电子产品过程中的使用。根据这一指示，我们必须通过适当的分析对这些有害物质进行检测，这分析之前，我们需要选择适当的仪器对样品进行处理。

本文重点介绍一下如果使用Fritsch公司的研磨机对欧盟的WEEE和RoHS指令中涉及到的样品进行处理。

对于包括金属、陶瓷以及各种塑料的电路板，需要选择适合研磨多组份的研磨机，为了能够满足后期分析的要求，我们需要将这种混合物质研磨至 $<200\text{ }\mu\text{m}$ 的粒径。

这需要我们选择不同的研磨机。第一部，我们需要使用德国Fritsch公司的P19通用切割研磨机，它可提供持续的理想化研磨，将电路板研磨至1 mm左右的大小。为了避免重金属的污染，我们建议使用碳化钨硬质合金的切刀。由于电路板上存在某些易磨损的金属，选择碳化钨硬质合金的切刀可以延长仪器的使用寿命。德国Fritsch公司的P19通用切割研磨机最大的特点就在于可提供非常便捷、易于处理的研磨过程，同时可以确保快速的样品处理流量。

对于后期的分析，尽管需要的样品量非常少，但是选取的研磨后样品必须是具有代表性的样品。在这里，我们建议使用德国Fritsch公司的 L27 旋转锥形分样器（缩分机）。

通过这种方法得到的样品可以继续使用Fritsch公司的 P14 可变速高速旋转粉碎研磨机来进行粉碎。我们建议使用孔径为0.12-0.2 mm梯形孔径的筛网，并且事先将样品在液氮中(-198°C)进行脆化处理。这样可以避免过多的热效应(因为后期要分析金属汞)。因为使用不锈钢的转子在研磨过程中会产生破裂性的磨损，因此我们建议使用TiN合金包裹的转子和筛网。在某种情况下，也可以使用纯Ti的转子，但是如果切割样品的硬度大于转子的硬度，将减少转子的寿命，同时对筛网也有一定的影响。

如果只需要处理几克含金属较多的样品，我们推荐使用Fritsch公司的 P0 微型冷冻球磨机。通常情况下，使用带有超低温盒的碳化钨研磨装置。这样可以直接在液氮中研磨样品，避免了热效应对样品中金属Hg含量分析的影响。

结论：为了执行欧盟的WEEE 和RoHS指令，在众多的实验室中需要对电子产品进行样品预处理。德国Fritsch公司的系列产品将满足您实验室中欧盟的WEEE 和RoHS指令涉及到



实验室样品的研磨全方面的要求。

MILLING

FRITSCH

PARTICLE SIZEING DIVIDING MILLING PARTICLE SIZEING DIVIDING MILLING PARTICLE SIZEING PARTICLE SIZEING DIVIDING MILLING PARTICLE SIZEING PARTICLE SIZEING PARTICLE



Made in Germany