

重复性极好的白式研磨机的革新产品

——德国 Fritsch 公司 P 2 实验室臼式研磨机

作者 Mr. Ulrich Gerber 源自：德国 Fritsch 公司中心实验室

摘要: 近期德国 Fritsch 公司对该公司的 "pulverisette 2" 实验室臼式研磨机进行了革新。通过一系列的研磨对比实验发现德国 Fritsch 公司新型的 "pulverisette 2" 实验室臼式研磨机的研磨效率比之前提高了 7%。对 50 g 石英砂样品分别进行了干法和湿法研磨 30 分钟后, 使用德国 Fritsch 公司的 "analysette 22" 激光粒度仪进行了样品颗粒度的检测试验。干法和湿法研磨后样品颗粒度的数据分别为: $d_{50} < 12.4 \mu\text{m}$, 64.3% $< 20 \mu\text{m}$ 和 $d_{50} < 21.1 \mu\text{m}$, 45.6% $< 20 \mu\text{m}$ 。实验证明: 德国 Fritsch 公司新型的 "pulverisette 2" 实验室臼式研磨机是一台操作极为简单的仪器, 而且研磨的结果具有绝对的重复性。

近期德国 Fritsch 公司对该公司的 "pulverisette 2" 实验室臼式研磨机进行了革新。

我们的目的主要在于更好的提高研磨结果的重复性。当该实验室臼式研磨机以恒定的转速 70 rpm (50 Hz) 运行时，我们可以准确的调节并获得每个研磨过程中，研磨锤及侧壁的刮板对研钵的压力。

通过德国 Fritsch 公司的 "pulverisette 2" 实验室臼式研磨机的新机型 (02.102.00) 和之前机型 (02.200.00) 对比实验，我们不难发现，新机型的效率明显提高了。

当然，在短时间内（10分钟内）这种对比效果并不是十分明显，但是当研磨的时间延长至30分钟时，我们所选取的石英砂样品粒度为 $20\text{ }\mu\text{m}$ 样品的比率明显高出了7%。

例如，在每次的实验中，我们选择了 50 g 石英砂样品，研磨的时间分别为 10 分钟和 30 分钟。样品颗粒度的测量使用德国 Fritsch 公司的 "analysette 22" 激光粒度仪。通过下面的表格，我们可以看出使用新机型和之前机型实验数据的对比。

研磨时间	新机型 (02.102.00)	之前机型 (02.200.00)
10 分钟	$d_{99} < 232 \mu\text{m}$, $d_{50} < 29.3 \mu\text{m}$ 38.3% < 20 μm	$d_{99} < 255 \mu\text{m}$, $d_{50} < 29.3 \mu\text{m}$ 37.9% < 20 μm
30 分钟	$d_{99} < 60 \mu\text{m}$, $d_{50} < 12.4 \mu\text{m}$ 64.3% < 20 μm	$d_{99} < 116 \mu\text{m}$, $d_{50} < 15.5 \mu\text{m}$ 57.6% < 20 μm

在这组对比实验中，我们设定研磨锤对研钵底部的压力为 17.5 kg，对侧壁的压力为 20 kg（将刻度对准在第二圈的位置）。

另一组实验的条件是：加入水进行湿法研磨。实验证明如果使用水的体积过多，可能会增加研磨锤和研钵之间空隙的压力，使部分没有充分研磨的样品穿过研磨锤和研钵之间的空隙。通过下面的表格，我们可以看出在湿法研磨中，液体体积的多少是一项至关重要的影响因素。



研磨时间	30 分钟	30 分钟
加入液体的体积	30 ml	20 ml
研磨后样品的颗粒度分布	$d_{90} < 101 \mu\text{m}$, $d_{50} < 22.4 \mu\text{m}$	$d_{90} < 87 \mu\text{m}$, $d_{50} < 21.1 \mu\text{m}$
粒径为 $20 \mu\text{m}$ 样品所占的比率	45.6%< $20 \mu\text{m}$	48.0%< $20 \mu\text{m}$

因此，我们建议当德国 Fritsch 公司的 "pulverisette 2" 实验室臼式研磨机进行湿法研磨时，液体体积的多少是一个需要摸索的实验条件。

当研磨实验完毕时，无需任何工具就可以进行与样品接触的研磨锤和研钵的拆卸，十分方便的进行样品的转移和仪器的清洗。

结论：德国 Fritsch 公司新型的 "pulverisette 2" 实验室臼式研磨机是一台操作极为简单的仪器，而且研磨的结果具有绝对的重复性。

这台德国 Fritsch 公司新型的 "pulverisette 2" 实验室臼式研磨机应用的领域包括：

■ 矿业和冶金业

矿石，煤，焦炭，灰

■ 化学工业

化肥，染料，杀虫剂，盐，清洁剂，合成树脂

■ 地质学和矿物学

矿物(至莫氏硬度为 9), 方解石, 石英, 硅酸盐

玻璃

砂子、搪瓷用玻璃、玻璃原料

陶瓷

陶瓮，烧结粘土，烧结陶瓮，粘土

■ 农业

土壤样品、化肥、有机植物材料

食品

糖果、明胶、香料、酵母、酱、糖

冶金

硝土、渣土、添加剂

药剂学

糖衣片、药片、药品、糊状原料

岩石和泥土

石膏、石灰、砖漆、砂、水泥

