



Living up to Life




页岩气微孔观察 徕卡TIC3X离子束切割

页岩气样品1




TIC3X离子束切割区域宏观图像 X80

页岩气样品1



页岩气样品1： X5000


页岩气样品1



页岩气样品1： X7000


页岩气样品1

有机质
内的气孔




页岩气样品1: X20000

页岩气样品1




页岩气样品1: X40000

页岩气样品1




页岩气样品1: X50000

页岩气样品1




页岩气样品1: X50000

页岩气样品2




TIC3X离子束切割区域宏观图像 X30

页岩气样品2




页岩气样品2： X1500

页岩气样品2




页岩气样品2： X3000

页岩气样品2




页岩气样品2: X5000

页岩气样品2




页岩气样品2: X12000

页岩气样品2




页岩气样品2: X12000

页岩气样品2




页岩气样品2: X15000

页岩气样品2




页岩气样品2: X45000

页岩气样品2




页岩气样品2: X50000

页岩气样品2



页岩气样品2: X50000

页岩气样品2



页岩气样品2: X50000

Living up to Life